

HELBO Minilaser

für die Low-Level-Lasertherapie

*EIN LASER
DER HEILT!*





*BEWÄHRTER BEGLEITER
VON DER GEBURT
BIS INS HOHE ALTER!*



„LOW-LEVEL“ = GROSSARTIGE WIRKUNG!

Die Low-Level-Lasertherapie ist die nicht-invasive, therapeutische Anwendung von niedrigenergetischem roten Laserlicht. Dies ist völlig nebenwirkungsfrei, ohne dass es zu einer Überhitzung oder Gewebsbeschädigung kommt!



SICHER




EFFIZIENT

GUTE TIEFENWIRKUNG OHNE THERMISCHE EFFEKTE

Das CE-zertifizierte HELBO Therapiesystem gewährleistet die klinische Wirksamkeit der Low-Level-Lasertherapie, repräsentiert den neuesten Stand der Wissenschaft und Technik und bietet höchste Sicherheit für Anwender und Patienten.

UM DIE RICHTIGE WELLENLÄNGE VORAUS!

Der klinisch nachweisbare photobiologische Effekt erklärt sich durch die optimal abgestimmte Kombination von Wellenlänge und Laserleistung des HELBO Minilasers.



Therapeutisch wirksame Wellenlänge.

*LINDERT SCHMERZEN.
FÖRDERT WUNDHEILUNG.
BEHERRSCHT ENTZÜNDUNGEN.*



EINE ZIELGERICHTETE REGULATIONSTHERAPIE!

Die photochemische Biomodulation physiologischer Prozesse auf Zellebene bewirkt eine Vitalisierung und Reaktivierung körpereigener Heilabläufe.



Abklingen
von Schwel-
lungen

Prophylaxe
von noxischen
Effekten

Abbau von
Ödemen

Entzündungs-
hemmung

Abbau von
Hämatomen

Akupunk-
turpunkt-
Stimulation

Stärkung von
Bindegewebe

Förderung der
Durchblutung

Beruhigung
von Tender
Points

Regeneration

Stärkung der
Immunab-
wehr

Wund-
heilung

Schmerz-
linderung

Narben-
entstörung

Rehabilitation




„MINI“ – GROSSARTIG IN DER BEHANDLUNG

- ✓ kompakt & leicht
- ✓ ergonomisches Design
- ✓ intuitives Handling
- ✓ Delegierbar

MIT DEN BESTEN AUFSÄTZEN FÜR STRAHLENDE HEILERFOLGE!

Flächen



Schmerzpunkte



HNO



Akupunktur



TECHNISCHE DATEN

HELBO MINILASER 3120 & ZUBEHÖR



Wellenlänge	660 nm +/- 5 nm
Ausgangsleistung	120 mW
Versorgungsspannung	2,4 Volt
Gleichspannung	2 x 1,2 Volt
Betriebsstrom (max.)	350 mA (bei 25°C)

Betriebsdauer	ca. 120 min.
Gewicht	86 g
Akkumulatoren	handelsübliche 1,2 V AAA NiMH
Größe	160 x 16 mm
Laser-Klasse	3b



Akkus & Ladegerät



Laserschutzbrillen
für Patient und Therapeut



ANWENDUNGSGEBIETE DER LOW-LEVEL-LASERTHERAPIE

Entdecken Sie unser aktuelles Fortbildungsangebot zu nachstehenden Anwendungsgebieten der Low-Level-Lasertherapie.



PHYSIOTHERAPIE –
SPORTMEDIZIN & ORTHOPÄDIE
DERMATOLOGIE
WUNDBEHANDLUNG & -PFLEGE
HNO
SUPPORTIV IN DER ONKOLOGIE
NEUROLOGIE
GYNÄKOLOGIE & GEBURTSHILFE
INTEGRATIVE MEDIZIN
TIERMEDIZIN
U. V. M.

WIRKSAME SUPPORTIV-MASSNAHME

Empfohlen von internationalen Fachgesellschaften, gefestigt
mit einer Vielfalt an indikationsspezifischen Leitlinien.



7.504

PEER-REVIEWED FACHPUBLIKATIONEN

(STAND 09.10.2023)

AWMF	Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V.
WALT	World Association for Photobiomodulation Therapy
EMLA	European Medical Laser Association
ESLD	European Society for Lasers and Energy Based Devices
EMALT	Euro-Mediterranean Association for Light Therapy
ELA	European Laser Association
BMLA	British Medical Laser Association
NAALT	North American Association for Photobiomodulation Therapy
AMPA	Australian Medical Photobiomodulation Association
MASCC	Multinational Association of Supportive Care in Cancer



25 JAHRE TREUER
UND BEGEISTERTER
HELBO-ANWENDER!

PHYSIOTHERAPIE LANGMAIR
LINZ

*„Seit über 25 Jahren schätzen wir,
neben den hervorragenden klini-
schen Ergebnissen, auch die einfache
unkomplizierte Geräte Handhabung,
sowie den HELBO Support.“*



ÜBER 20 JAHRE
ERFOLGE IN DER
LASER-AKUPUNKTUR!

MASSAGEFACHINSTITUT ROBERT KRAML
WEISSKIRCHEN

*„Der Vorteil dieser Methode liegt in der abso-
luten Schmerzfreiheit und ist somit auch sehr
gut bei Kindern und Jugendlichen einsetzbar.“*





*„TREUER BEGLEITER
BEI MEINER TÄGLICHEN
ARBEIT!“*

MARTINA BETTSCHAR

*„DIE WUNDMANAGERIN“
WIEN*

„Für die häusliche Pflege war es mir wichtig, ein Gerät zu verwenden, welches handlich, platzsparend und einfach in der Anwendung ist. Der HELBO Minilaser dient mir als wirkungsvolles Extra bei der Pflege von akuten und chronischen Wundheilungsstörungen.“

**GROSSARTIGER
BEHANDLUNGSERFOLG**



Vorher (07.02.)



Nachher (18.03.)



Die HELBO Medizintechnik GmbH entwickelt und produziert seit 1991 laserbasierte Medizingeräte und Therapien. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Qualität, höchster Anwenderfreundlichkeit und maximaler Effizienz.

Die angebotenen Therapiesysteme gewährleisten die klinische Wirksamkeit der Low-Level-Lasertherapie, repräsentieren den neuesten Stand der Wissenschaft und Technik und bieten selbstverständlich höchste Sicherheit für Anwender und Patienten durch Berücksichtigung internationaler Normen und Vorschriften.

Ein hoher Qualitätsanspruch an die Produkte, studienbasierte Therapieverfahren und ein schlüssiges Fortbildungsangebot für den Anwender stehen für HELBO immer an erster Stelle. Die HELBO Medizintechnik GmbH ist Ihr idealer Partner.

GLEICH DURCHSTARTEN!

Nehmen Sie gerne freibleibend Kontakt
mit uns auf unter:



www.minilaser.at

